

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств
«УПХЛ-01-Елат»

Назначение: Укладка-пенал многоразового применения предназначена для кратковременного суточного хранения таблеток и напоминания об их приеме в больничных и домашних условиях.

Рис.1 Общий вид
Укладки-пенала



Комплект поставки:

Укладка-пенал в сборе – 1 шт.

Руководство по эксплуатации – 1 шт.

Упаковка – 1 шт.

Технические характеристики:

Габаритные размеры укладки-пенала, мм, не более: 160x64x19 мм

Масса не более 50 гр.

Правила эксплуатации укладки-пенала

- К использованию укладки-пенала приступайте только после ознакомления с настоящей инструкцией.
- Оберегайте укладку-пенал от перегибов и ударов, от контакта с открытым огнем и водой с температурой выше 50° С.
- При необходимости продезинфицируйте укладку-пенал способом двукратного протирания салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства, разрешенного к применению в медицине (в домашних условиях – в 1% растворе хлорамина или в 3% перекиси водорода).
- При загрязнении укладки-пенала вымойте ее теплой водой с мылом.
- При приеме таблеток и их укладке в соответствующие ячейки необходимо осторожным движением сдвигать крышку относительно корпуса в направлениях, указанных на рисунке.

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие качества укладки-пенала требованиям настоящей инструкции при соблюдении потребителем условий и правил хранения, транспортирования и эксплуатации, указанных в настоящей инструкции.

Гарантийный срок - 18 месяцев со дня изготовления.

Укладка-пенал для хранения и напоминания о приеме лекарств «УПХЛ-01-«Елат» изготовлена и принята в соответствии с техническими условиями ТУ 9398-016-24320270-2005 и признана годной для эксплуатации.

Штамп ОТК _____



Дата упаковки _____

11. 11

Регистрационное удостоверение № ФС 01012005/2306-05 от 28.09.2005г.

