

Подушки ортопедические под голову ТОП - «ТРИВЕС»

Модели: ТОП - 201, ТОП-202, ТОП-203

- модель ТОП-201: классическая форма , размер: 60x40x11 см;
- модель ТОП-202: эргономическая форма, с двумя валиками высотой 9 и 11 см, размер: 60x40x 9/11 см;
- модель ТОП-203: массажная, с двумя валиками 10 и 12 см , размер: 62x37x10/12 см.

Обеспечивают:

- физиологически правильное положение головы и шеи во время сна;
- разгрузку мышц и связочного аппарата шеи и плечевого пояса;
- профилактику утомляемости и головных болей;
- нормализацию кровоснабжения головы и шеи;
- профилактику и уменьшение храпа;
- пассивный массаж шейного отдела позвоночника и мышц плечевого пояса.

Показания к применению:

- головные боли, головокружения, повышенная утомляемость, боли в шейном отделе позвоночника;
- остеохондроз, спондилоартроз, спондилез шейного отдела позвоночника;
- нестабильность шейного отдела позвоночника и синдром вертебро-базилярной недостаточности;
- реабилитация после травм шейного отдела позвоночника;
- рекомендована для полноценного восстановления организма во время сна и отдыха;
- подходит для астматиков и людей со склонностью к аллергическим реакциям.

Рекомендации по уходу:

- ручная стирка в мыльном растворе при температуре не выше 40° С;
- сушить вдали от нагревательных приборов;
- не класть на изделия давящие и колюще-режущие предметы;
- не использовать химический метод чистки;
- изделие нельзя стирать в стиральном порошке (при стирке желательно использовать жидкое мыло);
- наволочку стирать в теплой воде мягкими моющими средствами, отжимать без выкручивания, сушить вдали от нагревательных приборов.

Состав:

- ТОП-201: подушка: натуральный латекс, наволочка: вискоза-35%, полиэстер-50%, эластан-15%;
- ТОП-202: подушка: натуральный латекс, наволочка: вискоза-35%, полиэстер-50%, эластан-15%;
- ТОП-203: подушка: натуральный латекс, наволочка: вискоза-35%, полиэстер-50%, эластан-15%.