

Приспособления для санитарных комнат

Коляска инвалидная с санитарным устройством

Паспорт и инструкция по эксплуатации

Производитель: Чжаоквинг Дингху Медикал
Эквипмент Фэктари (КНР)

Модель: LK8001

Основные технические характеристики

Ширина, мм	530
Ширина между поручнями, мм	430
Высота подлокотников, мм	610-710
Высота от сидения до пола, мм	450-550
Грузоподъемность, кг	100
Масса, кг	8,2



Стул инвалидный с санитарным оснащением предназначен для максимальной степени удобства пациента при отправлении естественных надобностей. Изделие регулируется по высоте кнопочным фиксатором. Комплектуется съемным санитарным устройством. Стул складывается и раскладывается без инструмента. Хромовое покрытие рамы защищает от коррозии при контакте с водой, от механических повреждений, облегчает санитарную обработку.

Обслуживание и уход при эксплуатации

1. Не допускать контакта изделия с нагревательными элементами.
2. Запрещается проводить санитарную обработку изделия растворами на основе щелочей, растворителей, разбавителей, ацетонов и прочих растворов.
3. Не превышать допустимую весовую нагрузку на изделие.
4. Следует предохранять поверхности деталей от ударов твердыми и острыми предметами.

Гарантийные обязательства

Гарантируется соответствие кресел-туалетов требованиям нормативных документов (ГОСТ Р 51632-2000) при соблюдении условий транспортировки и эксплуатации. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи изделия. Срок хранения – 3 года.

Сведения о сертификации

Декларация о соответствии РОСС.СН.АГ81.Д01125

Срок действия с 14.12.2016г. по 13.12.2019г.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

1. Дата покупки отмечается продавцом в гарантийном талоне.
2. При отсутствии такой отметки срок гарантии исчисляется с даты изготовления изделия.
3. В случае обнаружения неисправностей в изделии в гарантийный период, покупатель может обратиться к продавцу для его ремонта только при наличии настоящего талона.

.10 ОКТ 2016

Дата продажи _____

Дата изготовления _____

Настоящим подтверждаю, что данное изделие проверено в моем присутствии и находится в рабочем состоянии. Претензий к внешнему виду/комплектности не имею. Фирма-производитель оставляет за собой право на внесение изменений в конструкцию и комплектацию.

Подпись продавца _____

Подпись покупателя _____