

Заказать товар можно на сайте <https://medik-dom.ru>

Вы приобрели медицинский инструментарий из высококачественной стали, изготовленный по современным технологиям.

Мы уверены, что при соблюдении наших рекомендаций, купленный Вами инструментарий прослужит долго и успешно.


## ОЛИВА ДЛЯ ПРОДУВАНИЯ НОСА И СЛУХОВЫХ ТРУБ

ТУ 9437-051-36926687-2006



АЮ45

ЭТИКЕТКА  
НОН.00 ЭТ



Наименование для заказа	Диаметр, мм	Длина, мм	Масса, г, не более
Олива для продувания носа и слуховых труб НОН № 3 «Уникон»	19,0	20	40

Исполнение: УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150

Материал: сталь нержавеющая специальная

Поверхность: полированная, повышенной стойкости к термической, химической и другим видам обработки

НОН.00 ЭТ лист 2

### НАЗНАЧЕНИЕ

Олива предназначена для отсасывания содержимого полости носа и промывных вод при промывании по Proetz-у и продуванию слуховых труб по Politzer-у.

### КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект входят:

олива одного типоразмера  
(или по согласованию с заказчиком) - 1 шт.;

этикетка - 1 шт.

### ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию проводить в соответствии с требованиями ОСТ 42-21-2-85, методическими указаниями, утвержденными МЗ РФ, для инструментов из нержавеющей стали.

### ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ

Изделия должны храниться в упаковке изготовителя в помещениях с условиями хранения 2 по ГОСТ 15150, т.е. при температуре воздуха от -50°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 80% (при +25°C).

Условия транспортирования 5 по ГОСТ 15150.

не допускается наличие в воздухе веществ, вызывающих коррозию.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации изделий – 18 месяцев со дня продажи или 500 циклов стерилизации при условии использования их по назначению.

При соблюдении правил хранения, транспортирования и эксплуатации срок хранения и эксплуатации не ограничен.